

Поликлональные Антитела К Acrv1 Для Wb, Elisa - P26436

Артикул: CM0026288

введение

Кроличы поликлональные антитела к белку ACRV1 (SP-10) человека — акросомальному белку, необходимому для функционирования сперматозоидов. Валидированы для методов вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), проявляют перекрестную реактивность с крысой. Идеально подходят для исследований в области репродуктивной биологии и разработки диагностических систем для выявления бесплодия.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACRV1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Вид	Человек
ID гена (человек)	56
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-265 ACRV1 человека (NP_001603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P26436
Молекулярная масса	28 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент (пакет со льдом)