

Поликлональные Антитела Против Acsf3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q4G176

Артикул: CM0019415

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACSF3 (малонат-КоА-лигазы), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для исследований внутримитохондриального синтеза жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSF3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACSF3; член семейства ацил-КоА-синтетаз 3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	197322
ID гена	197322
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 370-576 человеческого ACSF3 (NP_777577.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q4G176
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	В ледяном пакете