

Поликлональное Антитело Против Acs11 Для Wb, Ip, If/Icc — P33121

Артикул: CM0020257

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ACSL1, валидированное для WB, IP, IF/ICC в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма жирных кислот и синтеза липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ACSL1
Примечания/синонимы	ACSL1; LACS; FAFL1; FAFL2; LACS1; LACS2; ACSL1
Вид	Человек
GeneID	2180
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 46–145 человеческого ACSL1 (NP_001986.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P33121
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Хладагент