

Кроличья Моноклональная Антитело Против Acs1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Артикул: CM0012295

введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ACSL1. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения метаболизма длинноцепочечных жирных кислот и синтеза липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против ACSL1
Примечания/алиасы	ACSL1, LACS, FACL1, FACL2, LACS1, LACS2
Вид	Человек
ID гена	2180
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 598-698 человеческого ACSL1 (NP_001986.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33121
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	С пакетом льда