

Анти-Acs11 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P33121

Артикул: CM0021610

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого ACSL1 (ацил-КоА-синтетаза длинноцепочечных жирных кислот 1). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходят для исследований активации жирных кислот, липидного метаболизма и механизмов метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; ацил-КоА-синтетаза длинноцепочечных жирных кислот 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2180
GeneID	2180
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P33121
Молекулярный вес белка	76кДа/77кДа
Доставка	Сумка со льдом