

Моноклональное Антитело Против Acs1 Кролика Polymab® Для Wb, Ihc, Elisa — P33121

Артикул: CM0007553

введение

ACSL1 Rabbit PolymAb® — это моноклональное антитело, валидированное для применения в WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обнаруживает белок ACSL1 человека, мыши и крысы — лигазу длинноцепочечных жирных кислот-CoA, участвующую в липидном обмене. Идеально подходит для метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	ACSL1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
Вид (для мишени)	Человек
ID гена (человек)	2180
ID гена	2180
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ACSL1 (NP_001986.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33121
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодопак