

Поликлональные Антитела Против Acsl3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - 095573

Артикул: CM0016890

введение

Кроличьи pAb к ACSL3, валидированные для WB, IHC-P, ELISA; обнаруживают эндогенный ACSL3 у человека, мыши, крысы. Ацил-КоА-синтетаза длинноцепочечных жирных кислот 3, ключевой фермент в метаболизме липидов и образовании ЛПОНП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2181
ID гена	2181
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 621-720 человеческого ACSL3 (NP_004448.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095573
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	В ледяном пакете