

Кроличье Моноклональное Антитело Против Acsl3 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — O95573

Артикул: CM0003968

введение

Кроличье моноклональное антитело против ACSL3, валидированное для ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Обнаруживает белок массой 80 кДа. Направлено на жирнокислотную КоА-лигазу для исследований липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ACSL3
Примечания/псевдонимы	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	2181
ID гена	2181
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 600–700 человеческого ACSL3 (NP_004448.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95573
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	Холодильный пакет