

Кроличыи Поликлональные Антитела Против AcsL4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ip, If/Icc, Ihc-P, Ифа - O60488

Артикул: CM0026993

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ACSL4, валидированные для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с Human, Mouse, Rat. Нацелены на ACSL4, ключевой фермент в активации длинноцепочечных жирных кислот и ферроптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2182
GeneID	2182
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-321 человеческого ACSL4 (NP_075266.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60488
Молекулярный вес белка	79 кДа
Доставка	Сумка со льдом