

Поликлональное Антитело Anti-Acs15 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9ULc5

Артикул: CM0017116

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ACSL5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ACSL5 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ACSL5
Примечания/синонимы	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Вид	Человек
GeneID (человек)	51703
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-739 человеческого ACSL5 (NP_057318.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULC5
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет