

## Анти-AcsI5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9ULc5

Артикул: CM0013341

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к ACSL5, валидированное для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на человека, мышь и крысу. Идеально подходит для изучения метаболизма жирных кислот и липидного синтеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ACSL5 кроличий pAb                                              |
| Примечания/Псевдонимы     | ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5                                        |
| Вид                       | Человек                                                         |
| GeneID (Человек)          | 51703                                                           |
| GeneID                    | 51703                                                           |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок (аминокислоты 500-739 человеческого ACSL5) |
| Источник                  | Кролик                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                         |
| Применение                | WB, ELISA                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                            |
| SWISS                     | Q9ULC5                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 76кДа                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                  |