

Поликлональное Антитело Против Acs16 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q9Uku0

Артикул: CM0027059

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ACSL6, валидированное для Вестерн-блота (WB) и ИФА. Обнаруживает эндогенно экспрессируемый белок в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма длинноцепочечных жирных кислот и синтеза липидов головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSL6 Кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	ACS2; FAC16; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Вид	Человек
ID гена (человек)	23305
ID гена	23305
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 383-622 человеческого ACSL6 (NP_001192180.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKU0
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода