

Поликлональное Антитело Anti-Acsm2A Для Wb, Elisa — Q08Ah3

Артикул: CM0014125



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий ACSM2A, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма жирных кислот и активации ксенобиотиков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSM2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	123876
GeneID	123876
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 418-577 человеческого ACSM2A (NP_001295101.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q08AH3
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом