

Анти-Ассм3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q53Fz2

Артикул: CM0019788

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого ACSM3, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Полезно для исследований метаболизма жирных кислот и изучения митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSM3 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SA; SAN; ACSM3
Вид	Человек
ID гена	6296
Иммуноген	синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q53FZ2
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Ледяной пакет