

Поликлональное Антитело Против Acsm5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Nun0

Артикул: CM0020966

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ACSM5 (MACS3), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально для изучения метаболизма жирных кислот, накопления липидов и функции митохондрий в тканях почек и печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACSM5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Acsm5; ACSM5; MACS3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54988
ID гена	54988
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 27-130 человеческого ACSM5 (NP_001311300.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6NUN0
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом