


Поликлональные Антитела К Acss1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Артикул: CM0013785



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ACSS1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживают белок ACSS1 человека, мыши и крысы. Предназначены для исследований метаболизма ацетил-КоА, кетогенеза и митохондрий. Идеально подходят для изучения утилизации ацетата, метаболизма короткоцепочечных жирных кислот и термогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ACSS1 кроличьи pAb
Примечания/синонимы	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84532
ID гена	84532
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 340-689 белка ACSS1 человека (NP_115890.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NUB1
Молекулярная масса белка	75 кДа
Доставка	С использованием хладагента