

Поликлональное Антитело Anti-Acss2 Для Wb, Elisa - Q9Nr19

Артикул: CM0016114

введение

Кроличье поликлональное антитело к ACSS2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека и крысы, нацелено на ацетил-КоА-синтетазу 2 (~79 кДа). Идеально подходит для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело ACSS2
Примечания/синонимы	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1, ACSS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55902
GeneID	55902
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 462-701 человеческого ACSS2 (NP_061147.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9NR19
Молекулярная масса белка	79 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом