


Поликлональное Антитело К Анти-Активаторному Белку 2 (AP-2/Tfar2A) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P05549

Артикул: CM0016861



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому фактору транскрипции AP-2-альфа (TFAP2A). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к активаторному белку 2 (AP-2/TFAP2A)
Примечания/Синонимы	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Активаторный белок 2 (AP-2/TFAP2A)
Вид	Человек
ID гена (человек)	7020
ID гена	7020
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 120-200 человеческого активаторного белка 2 (AP-2/TFAP2A) (NP_003211.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05549
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Ледяной пакет