


Моноклональное Антитело Против Активной Каспазы-3 Для Wb, Elisa - P42574

Артикул: CM0002467



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против активной каспазы-3 (CPP32, SCA-1). Валидировано для WB и ELISA на образцах человека. Идеально подходит для исследований апоптоза. Реагирует с человеческим белком. Молекулярная масса 32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Активная каспаза-3, кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CPP32; SCA-1; CPP32B; Активная каспаза-3
Вид	Человек
ID гена (человек)	836
ID гена	836
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой CASP3 (P42574).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42574
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Ледяной пакет