


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Actl6A Для Wb, Ihc-P, Elisa — O96019

Артикул: CM0012231



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ACTL6A (BAF53A), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с образцами мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина, нейрогенеза и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело ACTL6A
Примечания/синонимы	Atp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Вид	Человек
GeneID (человек)	86
GeneID	86
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-290 человеческого ACTL6A (O96019)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O96019
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Пакет со льдом