


Кроличья Поликлональная Антитела Против Actl6A Для Вестерн Блоттинга, Игх-П, Ифа - O96019

Артикул: CM0026610



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на ACTL6A (BAF53A), валидированные для Вестерн блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально подходят для исследований ремоделирования хроматина и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTL6A Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	86
ID гена	86
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-120 человеческого ACTL6A (NP_004292.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O96019
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	В пакете со льдом