

## Поликлональное Антитело Против Actl6B (Baf53B) Для Вестерн-Блоттинга/Игх/Иф/Ифа - O94805

Артикул: CM0025789

### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ACTL6B (BAF53B), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Подходит для исследований ремоделирования хроматина и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ACTL6B Кроличье pAb                                                                                                                                        |
| Примечания/Альтернативные названия | ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNalpha; ACTL6B                                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                    |
| ID гена (Человек)                  | 51412                                                                                                                                                      |
| ID гена                            | 51412                                                                                                                                                      |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого ACTL6B (NP_057272.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA)                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                       |
| SWISS-PROT                         | O94805                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 47 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В сумке-холодильнике                                                                                                                                       |