


Кроличья Моноклональная Антитела Против Actn2 Для Вб, If-Р, Ифа — P35609

Артикул: CM0005516



введение

Кроличья моноклональная антитела против ACTN2, валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования структуры саркомера и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTN2 кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCOZ, ACTN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	88
ID гена	88
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1-100 белка ACTN2 человека (P35609)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35609
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	С пакетом льда