


Поликлональная Антитело Кролика Против Actn2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Артикул: CM0028076



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого ACTN2 (альфа-актинин-2). Валидировано для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области биологии мышц и кардиомиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTN2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2
Вид	Человек
GeneID (человек)	88
GeneID	88
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого ACTN2 (NP_001094.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35609
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Айс-пак