

## Моноклональное Антитело Против Actn3 Для Вб, Ифцп, Ифа — Q08043

Артикул: CM0003950



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к альфа-актину-3 (ACTN3), подходящее для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком; обнаруживает белок молекулярной массой 103 кДа. Полезно для анализа быстрых мышечных волокон скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье мкАнт к ACTN3                                                                                           |
| Примечания/синонимы       | ACTN3D; ACTN3                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                          |
| ID гена (человек)         | 89                                                                                                               |
| ID гена                   | 89                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 700–800 человеческого ACTN3 (Q08043) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                          |
| Применение                | ВБ, ИФЦП, ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Мышь, крыса                                                                                                      |
| SWISS                     | Q08043                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 103 кДа                                                                                                          |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                     |