

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Actr10 Для Wb И Elisa — Q9Nz32

Артикул: CM0017020



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ACTR10 (Arp11), для применения в WB и ELISA. Реагирует также с белками мыши и крысы. Подходит для исследований динеина/динактина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ACTR10
Примечания/синонимы	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Вид	Человек
GeneID (человек)	55860
GeneID	55860
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218–417 человеческого ACTR10 (NP_060947.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZ32
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом