


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Actr1A Для Wb, Elisa - P61163

Артикул: CM0030579



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ACTR1A, оптимизированные для WB и ELISA. Валидированы для человека, мыши, крысы. Нацелены на альфа-центрактин, компонент комплекса динактина, который активирует моторный транспорт динеина вдоль микротрубочек. Идеальны для исследований цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACTR1A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10121
GeneID	10121
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 187-376 человеческого ACTR1A (NP_005727.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61163
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом