

Поликлональное Антитело Против Actr3В Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P1U1

Артикул: CM0027199

введение

Кроличье поликлональное антитело к ACTR3B для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА на образцах человека и мыши. Мишень участвует в организации актинового цитоскелета и может влиять на метастазирование опухолей. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ACTR3B
Примечания/Альтернативные названия	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57180
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 189-418 белка ACTR3B человека (NP_065178.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P1U1
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом