


Кроличья Поликлональная Антитело К Acvr1 (Pab) Для Вб, Ифа — Q04771

Артикул: CM0026869



введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого ACVR1 (рецептор активина типа 1, ALK2) для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Иммуноген: рекомбинантный белок (аминокислоты 20–125). Обнаруживает ACVR1 человека и мыши. Идеально подходит для исследований сигнализации BMP и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к ACVR1
Примечания/алиасы	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	90
ID гена	90
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–125 человеческого ACVR1 (NP_001096.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q04771
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В ледяной упаковке