

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Acvr1B Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P36896

Артикул: CM0006892



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ACVR1B (рецептор активина типа 1B, ALK4). Валидировано для применений WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути активина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ACVR1B
Примечания/синонимы	ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B
Вид	Человек
GeneID (человек)	91
GeneID	91
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–100 человеческого ACVR1B (P36896).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36896
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом