

Кроличья Поликлональная Антитело Против Acvr1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P36896

Артикул: CM0028931



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ACVR1B (ALK4). Валидированы для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышиным белками. Подходят для исследований сигнального пути активина и суперсемейства TGF-β.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACVR1B кролика pAb
Примечания/Псевдоним	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91
ID гена	91
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-126 человеческого ACVR1B (NP_004293.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P36896
Молекулярная масса белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом