

Поликлональное Антитело Против Acvr1C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Ner5

Артикул: CM0014528

введение

Кроличье поликлональное антитело против ACVR1C (рецептор активина типа-1C/ALK7). Протестировано в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФА с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Подходит для исследований сигнального пути TGF-бета и функции панкреатических бета-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ACVR1C Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	130399
ID гена	130399
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-113 человеческого ACVR1C (NP_660302.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NER5
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	В сумке со льдом