

Кроличья Моноклональная Антитела Против Acvr2A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P27037

Артикул: CM0012045



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий ACVR2A, рецептор активина типа 2A. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для изучения сигнальных путей TGF-бета - P27037.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по KO] ACVR2A кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	ACVR2; ACTRII; 2A
Вид	Человек
ID гена (человек)	92
ID гена	92
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ACVR2A (P27037)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27037
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет