

Поликлональные Кроличьи Антитела К Acvr2A Для Вб, Иф/Ихк, Игх-П, Ифа - P27037

Артикул: CM0022995



введение

Высококачественные кроличьи pAb к ACVR2A, валидированные для ВБ, ИФ/ИХК, ИГХ-П, ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным ACVR2A (58 кДа). Подходит для исследования сигнального пути TGF-β/активина и биологии рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к ACVR2A
Примечания/Альтернативные названия	ACVR2; ACTRII; ACVR2A
Вид	Человек
ID гена (человек)	92
ID гена	92
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27037
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодильный пакет