


Кроличья Поликлональная Антитела Против Acvr2B Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q13705

Артикул: CM0026089



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому ACVR2B, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеальны для исследований сигналинга активина и диагностических применений. Детектируют белок массой 58 кДа.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кроличьи pAb к ACVR2B
Примечания/Алиасы	HTX4; ACTRIIB; ActR-IIB; ACVR2B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	93
ID гена	93
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого ACVR2B (NP_001097.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13705
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В пакете со льдом