

Моноклональное Антитело Против Acvrl1 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — P37023

Артикул: CM0009825



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к ACVRL1 (ALK1) для ВБ, ИФ/ИХК, ИФА. Обнаруживает ACVRL1 человека, мыши и крысы. Необходимо для изучения развития кровеносных сосудов и сигналинга суперсемейства TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к ACVRL1
Примечания/алиасы	HNT; ALK1; HNT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	94
ID гена	94
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислотных остатков 404-503 человеческого ACVRL1 (P37023).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P37023
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодовой пакет