

Поликлональное Антитело Против Асу1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q03154

Артикул: CM0025343



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ACY1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА. Распознает человеческий, мышинный, крысиный ACY1 (аминоацилаза-1), участвующий в гидролизе N-ациламинокислот. Подходит для исследований путей деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против ACY1
Примечания/Альтернативные названия	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Вид	Человек
GeneID (человек)	95
GeneID	95
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-408 человеческого ACY1 (NP_001185824.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03154
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом