

Поликлональное Антитело Anti-Acy1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q03154

Артикул: CM0014263



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на аминоксилазу-1 человека (ACY1). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Основной реагент для исследований гидролиза N-ациламининоксилот и почечного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ACY1
Примечания/синонимы	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Вид	Человек
ID гена (человек)	95
ID гена	95
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминоксилотам 1-408 человеческого ACY1 (NP_001185824.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q03154
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом