


Поликлональные Антитела Против Anti-Adam10 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Пц, Ифа - O14672

Артикул: CM0029841



введение

Кроличьи поликлональные антитела к ADAM10 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/МЦК, проточной цитометрии и ИФА. Распознают человеческий и крысиный ADAM10, ключевую шеддазу, участвующую в нейробиологии, воспалении и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к ADAM10
Примечания/Псевдоним	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	102
GeneID	102
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 214-672 человеческого ADAM10 (NP_001101.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O14672
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом