

Поликлональное Антитело Против Adam11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O75078

Артикул: CM0015418

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок ADAM11 (белок 11, содержащий домен дезинтегрина и металлопротеиназы), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Для нейробиологических исследований синаптической функции и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MDC; ADAM11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4185
GeneID	4185
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-430 человеческого ADAM11 (NP_002381.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75078
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом