

Кроличья Моноклональная Антитела К Adam15 Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — Q13444

Артикул: CM0008672

введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к ADAM15 для ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, заживления ран и метастазования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM15 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	MDC15; ADAM15
Вид	Человек
ID гена (человек)	8751
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 200–300 человеческого ADAM15 (Q13444)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13444
Молекулярная масса белка	55 кДа/88 кДа/89 кДа/90 кДа/93 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента