

## Поликлональное Антитело Anti-Adam17 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P78536

Артикул: CM0014788



### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ADAM17, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для изучения шеддинга TNF-альфа, сигнального пути Notch и воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ADAM17 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Примечания/синонимы       | CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 6868                                                                                                                       |
| GeneID                    | 6868                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700–824 человеческого ADAM17 (NP_003174.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                    |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                       |
| SWISS                     | P78536                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 93 кДа                                                                                                                     |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                             |