

Анти-Adam22 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - Q9P0K1

Артикул: CM0013385



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ADAM22 (белок, содержащий домен дезинтегрин и металлопротеиназы 22). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и глиом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM22 кроличье pAb
Примечания/Псевдоним	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	53616
GeneID	53616
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 223-400 человеческого ADAM22 (NP_004185.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9P0K1
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом