

## Поликлональное Кроличье Антитело Против Adam28 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ukq2

Артикул: CM0014538

### введение

Поликлональное кроличье антитело против ADAM28, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с ADAM28 человека и мыши — дезинтегринометаллопротеиназой, участвующей в миграции лимфоцитов и шеддинге эктодоменов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ADAM28 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/синонимы       | MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28                                                                                        |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)          | 10863                                                                                                                                |
| GeneID                    | 10863                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-440 человеческого ADAM28 (NP_055080.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, ИФА                                                                                                                              |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь                                                                                                                        |
| SWISS                     | Q9UKQ2                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 87 кДа                                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                       |