

Поликлональное Антитело Против Adam33 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bz11

Артикул: CM0026267



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ADAM33, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белкам. Нацелено на металлопротеазу, участвующую в ангиогенезе, пролиферации клеток и отщеплении цитокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAM33 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80332
GeneID	80332
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-700 человеческого ADAM33 (NP_001269376.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BZ11
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом