

Кроличыи Поликлональные Антитела К Adam8 Для Wb И Elisa - P78325

Артикул: CM0016886



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого ADAM8, подходят для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагируют с ADAM8 мыши и крысы. Идеально подходят для исследования экстравазации лейкоцитов, металлопротеазной активности и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ADAM8
Примечания/Синонимы	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	101
Идентификатор гена	101
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-300 человеческого ADAM8 (NP_001100.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78325
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом