

Поликлональные Антитела Против Adamts13 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Артикул: CM0026274



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ADAMTS13 (протеиназа, расщепляющая vWF). Подходят для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный ADAMTS13. Реагент для исследований в области гемостаза и тромботических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против ADAMTS13
Примечания/Псевдонимы	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Вид	Человек
ID гена	11093
Иммуноген	Рекомбинантный белок слипания, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-300 человеческого ADAMTS13 (NP_620594.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q76LX8
Молекулярный вес белка	154кДа
Доставка	Сумка со льдом