

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Adamts2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O95450

Артикул: CM0017949

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело anti-ADAMTS2 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с ADAMTS2 человека и крысы — N-протеиназой проколлагена, необходимой для формирования коллагеновых фибрилл. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и соединительной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ADAMTS2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NPI; PNPI; PCINP; PCPNI; PCI-NP; PC I-NP; ADAM-TS2; ADAMTS-2; ADAMTS-3; EDSDERMS; ADAMTS2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9509
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1029–1213 человеческого ADAMTS2 (O95450)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O95450
Молекулярная масса белка	135 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом