


Поликлональные Антитела Против Adamts5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Una0

Артикул: CM0024878



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ADAMTS5 (агреканаза-2), для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий, мышинный и крысиный ADAMTS5 с молекулярной массой приблизительно 101 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против ADAMTS5
Примечания/Псевдонимы	ADAMTS5; ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2; ADAM-TS11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11096
GeneID	11096
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 601-700 человеческого ADAMTS5 (NP_008969.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNA0
Молекулярный вес белка	101 кДа
Доставка	Сумка со льдом