

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Adamts7 Для Wb И Ифа — Q9Ukr4

Артикул: CM0019040

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого ADAMTS7, валидированное для WB и ИФА. Подходит для изучения функции металлопротеаз во внеклеточном матриксе, его ремоделирования и связанных с ним заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ADAMTS7
Примечания/синонимы	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Вид	Человек
GeneID (человек)	11173
GeneID	11173
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1600-1686 человеческого ADAMTS7 (NP_055087.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UKP4
Молекулярная масса белка	184 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом